

 LABORATORIO MARTINEZ QUIROGA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INDICACIONES PARA PACIENTES	IT-8.5-F-13 Rev: 01
---	--	--

Recolección de Material Fecal “Sangre Oculta”

Juntar UNA PORCION de materia fecal de cualquier hora del día y del tamaño de una aceituna o de cucharita de café si es líquida, y colocar dentro de un frasco limpio y seco. Deben utilizar siempre elementos de plástico.

Entregar de inmediato al laboratorio.